Versuchsbericht zu

V05 - Lebensdauermessung eines γ -Niveaus

Gruppe BA-C-04

Alexander Neuwirth (E-Mail: a_neuw01@wwu.de) Leonhard Segger (E-Mail: l_segg03@uni-muenster.de)

> durchgeführt am 08.04.2019 betreut von Daniel Guderian

Inhaltsverzeichnis

1	1 Kurzfassung							
2	Theorie							
	2.1	Zerfall von Titan-44	3					
	2.2	Beta-Plus-Zerfall	4					
	2.3	Elektroneneinfang	5					
	2.4	Wechselwirkung der γ -Photonen mit Materie	5					
		2.4.1 Photoeffekt	5					
		2.4.2 Compton-Effekt	5					
		2.4.3 Paarbildungseffekt	6					
	2.5	Szintillator	6					
	2.6	Photomultiplier	6					
3	Methoden							
_	3.1	Energiefilterung	6 7					
	3.2	Zeitkalibrierung	7					
	3.3	Messung der mittleren Lebensdauer	8					
4	Ergebnisse und Diskussion 8							
	4.1	Unsicherheiten	8					
	4.2	Energiespektren	8					
		4.2.1 Zeitkalibrierung	10					
		<u> </u>	10					
		O I	12					
	4.3	Diskussion	14					
	1.0	4.3.1 Vergleich der mittleren Lebensdauern	15					
5	Sch	lussfolgerung	15					

1 Kurzfassung

In diesem Versuch wird die mittlere Lebensdauer des ersten angeregten γ -Niveaus in Scandium-44 gemessen. Dazu wird verwendet, dass Titan-44 nach dem Zerfall durch Elektroneneinfang in einen angeregten Zustand von Scandium-44 übergeht. Dieser Zustand wird dann zunächst durch Aussenden eines Photons zum untersuchten Zustand, der dann unter erneutem Aussenden eine: w s Photons in den Grundzustand übergeht. Deshalb wird die Zeitdifferenz zwischen den ausgesandten Photonen über viele Ereignisse gemessen und dann über Bestimmung des Mittelwerts, Fit mit einer Exponentialfunktion und Bestimmung der Halbwertsbreite die mittlere Lebensdauer des untersuchten Niveaus bestimmt. Dazu muss zunächst durch zusätzliche Messungen der Versuchsaufbau kalibriert werden. Hierzu wird das beim Beta-Zerfall des Scandiums entstehende Positronium genutzt.

Die verschiedenen verwendeten Methoden zur Berechnung der mittleren Lebensdauer des Gamma-Zustands ergeben leicht unterschiedliche Ergebnisse. Der in der Anleitung angegebene Wert von 150 ns kann aber bestätigt werden. Eine Möglichkeit, diesen nachzugehen, wird diskutiert.

2 Theorie

2.1 Zerfall von Titan-44

Das Zerfallsschema von Titan-44 ist in Abb. 1 dargestellt. Titan-44 zerfällt über Elektroneneinfang zu einem angeregten Niveau von Scandium-44 ([1]). Das angeregte Scandium-44 sendet dann zwei γ -Photonen beim Abregen auf das zu untersuchende mittlere Niveau und dann in den Grundzustand aus. In Abb. 1 sieht man außerdem, dass das Titan zu einer geringen Wahrscheinlichkeit direkt in das erste angeregte Niveau (in der Abbildung das mittlere) zerfallen kann. Da das in diesem Fall bei der Abregung ausgesandte Photon zeitlich nicht zu anderen Photonen korreliert ist, trägt dies jedoch in der folgenden Betrachtung der Zeitdifferenzen nur gleichmäßig zum Untergrund bei. Der Grundzustand von Scandium-44 zerfällt dann durch Beta-Plus-Zerfall in einen angeregten Zustand von Calcium-44, der dann wiederum durch Aussenden eines γ -Photons in den Grundzustand über. Für die Versuchsdurchführung sind die beiden Photonen bei der Abregung des Scandiums und der Beta-Plus-Zerfall relevant.




Abbildung 1: Reduziertes Zerfallsschema von Titan-44 über Scandium-44 zu Calcium-44. Zerfallswege geringer Wahrscheinlichkeit sind nicht dargestellt. [2]

2.2 Beta-Plus-Zerfall

Wie oben beschrieben findet die folgende Kernreaktion statt:

$$^{44}_{21}\mathrm{Sc} \to ^{44}_{20}\mathrm{Ca} + \mathrm{e}^+ + \nu_{\mathrm{e}}$$
 (1)

Das dabei entstandene Positron wird durch Wechselwirkung mit dem Rest der Probe unter Aussendung von Bremsstrahlung abgebremst. Wenn es ausreichend stark abgebremst ist, kann es mit einem Elektron in der Probe das instabile Positronium bilden. Beim Positronium unterscheidet man je nach Spinausrichtung von Positron und Elektron in Parapositronium (S=0) und Orthopositronium (S=1). Aufgrund von Spinund Impulserhaltung zerfällt Orthopositronium in eine ungerade Anzahl Photonen, die mindestens 3 beträgt. Aus analogen Gründen zerfällt Parapositronium in eine gerade Anzahl Photonen, aber mindestens 2. Da Zerfälle, die die Produktion einer geringeren Menge an Photonen voraussetzt, wahrscheinlicher sind, zerfällt Orthopositronium deutlich langsamer als Parapositronium. Gleichzeitig kann durch Umgebungswechselwirkung Orthopositronium in Parapositronium übergehen, was während der vergleichsweise langen Zerfallsdauer wahrscheinlich ist. Deswegen kann man sich in den folgenden

Betrachtungen im Wesentlichen auf den Zerfall von Parapositronium in zwei Photonen mit einer Energie von 511 keV beschränken. Außerdem ist anzumerken, dass die mittlere Lebensdauer von Parapositronium bei 125 ps liegt, was im Vergleich zur erwarteten Lebensdauer des untersuchten γ -Niveaus verschwindend gering ist ([1]).

2.3 Elektroneneinfang

Beim Elektroneneinfang findet aufgrund der Überlagerung der Wellenfunktionen von Hüllenelektronen und Kern im Kern die folgende Umwandlung statt:

$$e^- + p \to n + \nu_e \tag{2}$$

Insofern ist der Elektroneneinfang unwahrscheinlicher als der Beta-Zerfall, da der Überlapp der Wellenfunktionen im Allgemeinen gering ist. Andererseits stellt er aber weniger strikte Anforderungen an die Zerfallsenergie.

2.4 Wechselwirkung der γ -Photonen mit Materie

Die bei den zuvor beschriebenen Zerfallsprozessen entstandenen Photonen können mit Kern oder Hüllenelektronen der Umgebung oder deren elektromagnetischen Feldern wechselwirken. Da die Wechselwirkung mit Atomkernen aufgrund des geringen Anteils des Kernvolumens am Atomvolumen einen deutlich geringeren Wirkungsquerschnitt hat, überwiegt die Wechselwirkung mit Hüllenelektronen.

2.4.1 Photoeffekt

Ein einfallendes γ -Photon kann im Atom absorbiert werden und die Emission eines Hüllenelektrons aus dem Atom heraus zufolge haben. Das herausgelöste Elektron erhält dabei die Differenz zwischen Energie des einfallenden Photons und der nötigen Ionisierungsenergie, um es aus dem Atom zu lösen. Auf das nun unbesetzte Energieniveau kann ein Elektron aus einer höheren Schale (oder ein freies Elektron) absinken, wobei ein Photon charakteristischer Energie (bei freien Elektronen kontinuierliches Spektrum ab einer Mindestenergie) frei wird.

2.4.2 Compton-Effekt

Bei der Compton-Streuung überlebt im Gegensatz zum Photoeffekt das einfallende γ -Photon und bewegt sich danach im Allgemeinen mit geänderter Richtung und Energie. Wenn die Energie des einfallenden Photons deutlich größer als die Ionisierungsenergie ist, kann das Hüllenelektron wie ein freies Elektron betrachtet werden. Die Energie- änderung des Photons hängt dann nur vom Winkel der Richtungsänderung und seiner Ursprungsenergie ab.

2.4.3 Paarbildungseffekt

Hier wird im Coulomb-Feld eines Atomkerns ein γ -Photon in ein Positron und eine Elektron umgewandelt. Dies kann aufgrund von Energie- und Impulserhaltungssatz nur in Wechselwirkung mit einem Atomkern stattfinden.

2.5 Szintillator

Ein Szintillator ist ein Detektor, der einfallende Strahlung in eine einfacher messbare elektromagnetische Strahlung umwandelt. In diesem Versuch wurde ein anorganischer Halbleiter-Szintillator verwendet. Bei diesem wird durch die einfallende Strahlung ein Elektron aus den Valenzband in das Leitungsband angeregt und lässt im Valenzband ein Loch zurück. Wenn das Elektron an einer Störstelle mit dem Loch rekombiniert, kann dies durch die an der Störstelle modifizierten Bandstruktur schrittweise geschehen, weshalb Strahlung einer geringeren, leichter detektierbaren Wellenlänge frei wird.

2.6 Photomultiplier

In einem Photomultiplier werden einzelne einfallende Photonen in ein messbares Signal umgewandelt. Das Funktionsprinzip ist in Abb. 2 dargestellt. Dabei löst zunächst ein einfallendes Photon an der Kathode (negative Spannung) ein Elektron aus. Dieses Elektron wird in Richtung der Anode (positive Spannung) beschleunigt und schlägt auf dem Weg dorthin aus den Dynoden zusätzliche Elektronen heraus. An der Anode kommen dann ausreichend viele Elektronen an, um einen messbaren Rückfluss zur Kathode zu erzeugen (bzw. über einen Widerstand eine messbare Spannung).




Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Photomultipliers. [3]

3 Methoden

Der Versuch wird in zwei Teilen durchgeführt und eine Titan-44-Probe untersucht. Zunächst wird der Zerfall des nach dem Beta-Zerfall entstehenden Positroniums genutzt, um eine Zeitkalibrierung zu ermöglichen. Dann wird die Zeitdifferenz der γ -Photonen

der schrittweisen Abregung von Scandium-44 genutzt, um die Lebensdauer des mittleren Niveaus zu bestimmen.

Verwendet werden zwei Detektoren, die Szintillator und Photomultiplier kombinieren, um ein Signal zu erzeugen, das proportional zum einfallenden Photon ist. Diese werden mit Hochspannung (1400 V und 1100 V) betrieben. Die Signale werden zunächst vorverstärkt und dann in einen Spektralverstärker geleitet. Dieser verstärkt das Signal einerseits zusätzlich und wandelt es in eine Form um, die später bei der Ermittlung der Zeitdifferenz Effekte von Walk und Jitter minimiert. Hierbei wird statt dem Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts der Nulldurchgang des näherungsweise sinusförmigen (eine Periode) Signals verwendet als zu vergleichender Zeitpunkt verwendet. Diese als fast Zero-Crossing bezeichnete Technik ist in Abb. 3 abgebildet.




Abbildung 3: Zero-Crossover SCA Output Triggering. [1]

3.1 Energiefilterung

Die Detektoren werden im 180°-Winkel zueinander auf die Probe gerichtet. Mit dem Aufbau bis zu diesem Punkt wird nun die Energie der Signale mit einem Multi Channel Analyzer in Kanäle aufgeteilt, digitalisiert und über einen Zeitraum von wenigen Minuten gemessen. Die gemessenen Ereignisse werden dann über die entsprechenden Kanäle aufgetragen. In dem so gemessenen Energiespektrum wird der zum Zerfall des Positroniums gehörige Peak (511 keV) und der zur Abregung von Scandium-44 gehörige Peak (87,4 keV und 67,8 keV) identifiziert und Anfang und Ende des Peaks im Kanalspektrum notiert. Über einen Dreisatz wird aus den Gesamtkanälen (8192) und dem möglichen Spannungsintervall (0 V bis 10 V) der Signale der Spannungsbereich berechnet, in dem die Signale der Abregung und des Positroniumzerfalls liegen. Dies wird für beide Detektoren getrennt durchgeführt.

3.2 Zeitkalibrierung

Für diesen Versuchsteil der untersuchte Bereich auf den zum Positronium gehörigen Spannungsbereich begrenzt. Die übrigen Signale werden dann in einen Timing Single

Channel Analyzer in ein Rechtecksignal konvertiert, wobei der Nulldurchgang für den Beginn des Rechtecksignals genutzt wird. Die Rechtecksignale von beiden Detektoren werden dann in einem Time to Amplitude Converter geleitet, der die zeitliche Differenz zwischen den Rechtecksignalen der beiden Detektoren in Ausgangssignal umwandelt, dessen Höhe proportional zur Zeitdifferenz ist. Dieses Signal wird dann vom Multichannel Analyzer digitalisiert und in Kanäle in Abhängigkeit von der Signalhöhe getrennt. Da die beiden Photonen vom Positronium im 180°-Winkel zeitgleich emittiert werden, kann nun der Zeitnullpunkt ermittelt werden, da hier das Maximum der gemessenen Ereignisse liegt. Die Zeitdifferenz aufgrund der Postion des Positroniums in der Probe wird hierbei vernachlässigt, da sie aufgrund der Bewegung der Photonen mit Lichtgeschwindigkeit verschwindend gering ist.

Nun muss noch die Kanalbreite in eine Zeitdifferenz umgerechnet werden können. Hierfür wird anstelle der Detektoren ein Signalgenerator verwendet, der im Abstand vom 640 ns Signale erzeugt. Diese werden im Kanalspektrum aufgetragen und auf Basis des Mittelwerts der Abstände der Signale der Umrechnungsfaktor von Kanalbreite und Zeitdifferenz bestimmt.

3.3 Messung der mittleren Lebensdauer

Die Detektoren werden nun im 90°-Winkel zueinander auf die Probe gerichtet, um die Messung von Positronium auszuschließen und zusätzlich der Spannungsbereich nach dem Spektralverstärker auf den Bereich der Abregung von Scandium-44 begrenzt. Dann werden über 25 Stunden die auftretenden Ereignisse gemessen. Da diese die zeitlichen Differenzen zwischen Aussendung des Photons bei Abregung auf den mittleren angeregten Zustand und Abregung auf den Grundzustand darstellen, kann so die mittlere Lebensdauer des mittleren angeregten Zustands bestimmt werden.


4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Unsicherheiten

In allen folgenden Graphen wurde die Unsicherheit bei n_i Ereignissen mit $\sqrt{n_i}$ gemäß Poissonverteilung angegeben.

4.2 Energiespektren

Zuächst wurden die Energeispektren Abb. 4a und Abb. 4b gemessen. Hieraus wurden die Kanalbereiche für aus dem jeweiligen Prozess stammende Photonen ermittelt. In Gelb wurde der γ -Peak gekennzeichnet und in lila der Positronium-Peak. Beim γ -Zerfall sind die Strahlungen der verschiedenen Niveaus nicht unterscheidbar aufgelösst (78,4 keV und 67,8 keV [1]).






Abbildung 4: Energiespektren, welche von den zwei Messapparatur aufgenommen wurde. Die Energie ist in willkürlichen Einheiten angegeben, da nicht bekannt ist, welcher Photonenenergie der Multi Channel Analyzer welchen Kanal zuordnet, aber bekannt ist, dass ein höherer Kanal auch einer höheren Energie entspricht. Die Unsicherheiten sind in Schwarz abgebildet, sodass sich der Messwert mittig im schwarzen Bereich befindet. Die groben Grenzen des γ -Zerfall sind gelb und die des Positroniumzerfalls lila.

4.2.1 Zeitkalibrierung

Der Mittelwert der Abstände der Peaks in Abb. 5 beträgt 514.8 ± 0.4 . Das heißt, so viele Kanäle entsprechen einer Zeit von (640 ± 3) ns.




Abbildung 5: Zeitkalibrierung der Kanäle mittels eines Signalgenerators. Es gibt auch kleine Beiträge zu anderen Kanälen in naher Umgebung der Peaks, jedoch sind diese aufgrund der zu geringen Auflösung des Bildes kaum sichtbar. Die Unsicherheiten sind zur besseren Erkenntlichkeit nicht abgebildet.

4.2.2 Bestimmung des Nullpunkts

In Abb. 6 sind die Messungen der Zeitdifferenzen des Positroniumzerfalls abgebildet. Da dieser sehr scharf ist, ist er in Abb. 7 vergrößert dargestellt. Es wird eine Gaußfunktion 3 an die Messpunkte angepasst:

$$f(t) = N \exp\left\{\frac{(t - T_0)^2}{2\Delta T^2}\right\} \tag{3}$$

Die Standardabweichung ΔT des Fits beschreibt für die folgende Bestimmung der Lebensdauer des γ -Niveaus die Unsicherheit der Messapparatur bei der Auflösung von Zeitdifferenzen, da beim Positroniumzerfall kein zeitlicher Unterschied vorliegt.




Abbildung 6: Zeitdifferenz zwischen den Photonen des Positroniumzerfalls. Die Unsicherheiten sind zur besseren Erkenntlichkeit nicht abgebildet.




Abbildung 7: Vergrößertes Zeitdifferenzpeak zwischen den Photonen des Positroniumzerfalls. Die Unsicherheiten sind in Schwarz abgebildet, sodass sich der Messwert mittig im schwarzen Bereich befindet. Die blaue Kurve ist ein Gaußkurve nach Gleichung (3).

4.2.3 Bestimmung der Lebensdauer

Abschätzung

Mit Abb. 8 wurde die Halbwertszeit grob abgeschätzt. Hierbei beschreibt die grüne Horizontale bei 125 ± 10 Ereignissen den Untergrund (siehe Abb. 9). In gelb verlaufen eine Horizontale und eine Vertikale durch das abgeschätzte Maximum. Ebenso sind die Punkte mit halb so vielen Ereignissen (ohne den Untergrund) lila markiert. Die Unsicherheit setzt sich aus der Unschärfe des Maximums und der Breite des Schnitts der lila Horizontalen mit den Messpunkten. Gegenüber diesen ist die Zeitunsicherheit aus Abschnitt 4.2.1 von $0.02\,\mu$ s vernachlässigbar. In Tabelle 1 sind die geschätzten Punkte aufgeführt. Hierbei pflanzen sich die Unsicherheiten für Summen und Differenzen jeweils gemäß $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ fort. Die Differenz der Zeitpunkte gibt die Halbwertszeit $t_{1/2}$ (149 ± 4) ns bzw. (151 ± 4) ns.

Tabelle 1: Markierte Punkte aus Abb. 7.

Farbe	$t \text{ in } \mu s$	N-Untergrund
Gelb	$1,75 \pm 0.04$	424 ± 14
Lila	$1,89 \pm 0,02$	212 ± 7
Lila	$1,59 \pm 0,02$	212 ± 7




Abbildung 8: Vergrößerung um das Maximum der Zeitdifferenzen zwischen den Photonen der Gamma-Niveau-Abregung. Die Unsicherheiten sind in Schwarz abgebildet, sodass sich der Messwert mittig im schwarzen Bereich befindet. Die grüne Horizontale ist der Untergrund. In gelb und lila sind die Punkte, welche für die Abschätzung der Halbwertszeit verwendet werden, markiert.

Fit

In Abb. 9 ist die grüne Linie der Mittelwert aller Ereignisse bei einer Zeitdifferenz, die größer als $4\,\mu s$ ist. Somit beträgt der Untergrund 120 ± 21 Ereignisse. Der lila Fit ist eine in die jeweilige Richtung exponentiell abfallende Funktion:

$$f(t) = N \cdot (\exp\{-\lambda_3(t - T_0)\}\Theta(t - T_0) + \exp\{\lambda_4(t - T_0)\}\Theta(T_0 - t))$$
(4)

Dabei ist Θ die Heaviside-Funktion.




Abbildung 9: Zeitdifferenzen zwischen den Photonen der Gamma-Niveau-Abregung. Die Unsicherheiten sind in Schwarz abgebildet, sodass sich der Messwert mittig im schwarzen Bereich befindet.

Mittelwert

Außerdem lässt sich die mittlere Lebensdauer durch

$$\tau = \frac{\sum_{i} t_i \cdot n_i}{\sum_{i} n_i} \tag{5}$$

bestimmen. Wobei hier t_i der Abstand zum Maximum (hier $1,74 \,\mu s$) und n_i die Anzahl der Ereignisse **ohne** den Untergrund ist. Gleichung (5) ist also der gewichtete und normierte Mittelwert der Lebensdauern und die Unsicherheit ergibt sich aus dem Quotienten der Standardabweichung und der Wurzel der Anzahl der Messpunkte über welche gemittelt wird $(\frac{s}{\sqrt{N}})$.

Es folgt $\tau_5 = (229 \pm 3)$ ns im Bereich von 1,74 μ s bis 3 μ s und umgekehrt in 0,4 μ s bis 1,74 μ s folgt $\tau_6 = (233 \pm 4) \mu$ s. Die Bereiche wurden so gewählt, da in Gleichung (5) die Terme hoher t_i , die um Null schwanken, zu großen Fehlern führen.

In Tabelle 2 sind die insgesamt resultierenden Lebensdauern aufgeführt.

Tabelle 2: Verschiedene gemessene Lebensdauern, bzw. Halbwertszeiten, des angeregten γ -Niveaus von 44 Sc.

Methode	Index	$\lambda \text{ in } \mu \text{s}^{-1}$	$\tau = 1/\lambda$ in ns	$t_{1/2} = \tau \ln 2 \text{ in ns}$
Halbwertsbreite	1	$4,70 \pm 0,12$	215 ± 6	149 ± 4
	2	$4,60 \pm 0,12$	217 ± 6	151 ± 4
	Mittelwert 1+2	$4,65 \pm 0,10$	216 ± 4	150 ± 3
Fit	3	$4,69 \pm 0,07$	213 ± 3	147 ± 2
	4	$4,39 \pm 0,06$	228 ± 3	158 ± 2
	Mittelwert 3+4	$4,54 \pm 0,15$	220 ± 8	150 ± 7
Mittelwert	5	$4,37 \pm 0,06$	229 ± 3	159 ± 2
	6	$4,29 \pm 0,07$	233 ± 4	162 ± 3
	Mittelwert 5+6	$4,33 \pm 0,06$	231 ± 3	160 ± 3

4.3 Diskussion

In den Energiespektren in Abb. 4a bis 4b wird dem höchsten Peak die Photonen aus der Abregung von Scandium-44 zugeordnet. Diese sind aufgrund des geringen Energieunterschieds von 11 keV nicht unterscheidbar. Dem deutlich kleineren, aber immer noch ausgeprägten Peak bei höherer Energie werden die Photonen des Positroniumzerfalls bei 511 keV zugeordnet.

In Abb. 9 ist zu erkennen, dass die Zeitdifferenzen auf den ersten Blick symmetrisch um einen Peak herum liegen. Dies liegt daran, dass negative Zeitdifferenzen dann auftreten, wenn das erste Photon am zweiten Detektor und dann das zweite Photon am ersten Detektor ankommt. Da keine ausgezeichnete Emissionsrichtung bei dem Zerfall existiert, ist dieser Fall ein genauso valider Messwert. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung zwischen der Signalerzeugung und -verarbeitung der beiden Detektoren liegt der Peak allerdings nicht bei Null, sondern im positiven Bereich. Die Position des Peaks sollte dementsprechend bei demselben Wert liegen, der zuvor als Zeitnullpunkt (Abb. 7) bestimmt wurde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die Abweichung nach oben beim Mittelwert kann damit zusammenhängen, dass ein zu großer Bereich der Zeitdifferenzen t_i mit einbezogen wurde. Bei großen t_i führen geringe Unterschiede im Rauschen links und rechts vom Maximum zu einem signifikanten Einfluss auf den Mittelwert. Aus der Messung des Positroniums ergibt sich ein Wert von $(1,829\,20\pm0,000\,13)\,\mu\text{s}$, während der Peak bei $(1,748\,00\pm0,000\,17)\,\mu\text{s}$ liegt. Eine Erklärung für diesen Effekt bleiben wir hier schuldig, da sich lediglich die Ausrichtung der Detektoren geändert hat.

4.3.1 Vergleich der mittleren Lebensdauern

Beim Vergleich der in Tabelle 2 angegebenen mit verschiedenen Methoden bestimmten Lebensdauern stellt man fest, dass sich Werte ergeben, die teilweise um mehr als den doppelten Fehler voneinander abweichen. Wenn man den Literaturwert von $(216,0\pm4,2)\,\mathrm{ns}$ ([1], Unsicherheit auf Basis mangelnder Nachkommastellen) zum Vergleich heranzieht, stellt man fest, dass die Ergebnisse einiger Methoden hiervon signifikant nach oben abweichen. Bei der Ermittlung mittels Fit ist außerdem auch ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Flanken festzustellen. Zu erwarten wäre hier eigentlich, dass die Ergebnisse innerhalb der Messunsicherheiten übereinstimmen. Dass dem nicht so ist, muss auf Untergrundeffekte und durch die Messapparatur verursachte systematische Fehler zurückgeführt werden. Dennoch liegen die Werte hinreichend nah beieinander, um eine Einschätzung über die mittlere Lebensdauer des untersuchten Zustands zuzulassen.

5 Schlussfolgerung

Insgesamt gesehen lässt sich sagen, dass die Lebensdauer des untersuchten ersten angeregten γ -Niveaus in Scandium-44 erfolgreich bestimmt werden konnte. Der Vergleich der verschiedenen Methoden zur Bestimmung dieser führen jedoch zu Ergebnissen, die sich um mehr als die Messunsicherheiten unterscheiden. Um diese Effekte näher zu untersuchen, wäre ein längerer Messzeitraum ein erster Ansatz, da dies Aufschluss darauf geben könnte, ob es sich tatsächlich um systematische Fehler handelt. Nicht geklärt werden konnte, warum bei der Messung von Positronium-Photonen und Scandium-Photonen unterschiedliche Zeitdifferenzen auftreten. Um diesen Effekt näher zu untersuchen, wäre es hilfreich, die Messungen erneut durchzuführen, um festzustellen, ob er mit der Messung in unterschiedlichen Energienfenstern, bei verschiedenen Detektorarmwinkeln oder den unterschiedlichen Messzeitpunkten zusammenhängt.

Literatur

- [1] WWU Münster. Lebensdauermessung eines Gamma-Niveaus Versuchsanleitung.
- [2] Roland Diehl. The Origin of 44 Ti. URL: http://www2011.mpe.mpg.de/gamma/science/lines/44Ti/44Ti_science.html (besucht am 21.04.2019).
- [3] JKrieger. Photomultiplier schema de. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Photomultiplier_schema_de.png (besucht am 21.04.2019).